

ENTRETIEN | SURFACES SENSIBLES

SKAÏS FAUTEUILS • SELLERIES MÉMOIRE DE FORME • CORDONS INSTRUMENTS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

- Ne pas utiliser de produits à forte teneur en alcool : ils détériorent les tissus en profondeur.
- Eviter tous liquides colorés : risque d'auréole permanente.

DÉSINFECTION

Deux produits au choix :

- Lingettes Mikrozid
SCHÜLKE
- Lingettes FD366
DÜRR DENTAL

USAGE QUOTIDIEN
APRÈS CHAQUE PATIENT

MIKROZID • SHÜLKE

Lingettes



- Prêtes à l'emploi
- Action rapide
- Sans aldéhyde, sans alcool, sans chlorhexidine
- Lingettes grande taille : 20 x 27 cm
- Boîte de 200 lingettes

16.00€ TTC

FD366 • DÜRR DENTAL

Lingettes



- Prêtes à l'emploi
- Matière très résistante
- Suffisamment imprégnées
- Temps d'action : 1 minute
- 4 sachets de 50 lingettes

11.90€ TTC

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Un seul produit conseillé :

- Spray FD360
DÜRR DENTAL

NON ADAPTÉ À UN
USAGE QUOTIDIEN

FD360 • DÜRR DENTAL

Spray nettoyant



- A utiliser avec un chiffon microfibre
- Efficacité en profondeur : salissures de tous types et décolorations
- Recommandé par de nombreux fabricants.
- Flacon de 500mL

35.81€ TTC

Testez les produits : Echantillons gratuits sur demande !

Articles en stock • Livraison en 24/48h